



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



RELOCK

ARPÓN REPOSICIONABLE para la **LOCALIZACIÓN** de **LESIONES MAMARIAS**



- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Diseño para una sola mano, fácil manipulación del transductor de ultrasonido.
- Gancho retráctil con flexibilidad única.
- El indicador en el ala muestra la dirección del gancho.
- Punta de aguja ecogénica para uso por ultrasonido.
- Liberación del gancho en la punta de la aguja para una orientación precisa.
- Marcas de profundidad en centímetros para ayudar a posicionar la aguja.
- Pieza de fijación para fijar el arpón durante el preoperatorio.
- Gancho de bucle de 9 mm.

REFERENCIAS y **UNIDADES** de **VENTA** para **PEDIDOS** :

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVR1905	19 Ga x 05 cm	Caja 10 unid
VVR1907	19 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVR1909	19 Ga x 09 cm	Caja 10 unid
VVR1910	19 Ga x 10 cm	Caja 10 unid
VVR2007	20 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVR2010	20 Ga x 10 cm	Caja 10 unid
VVR2015	20 Ga x 15 cm	Caja 10 unid

vigeo