



## SURGIMARC PREMIUM

## ARPÓN REPOSICIONABLE para la LOCALIZACIÓN de LESIONES MAMARIAS



- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Diseño con una sola mano para una manipulación conveniente del transductor de ultrasonido
- Apretando el pistón se activa el gancho.
- El gancho en forma de arpón minimiza el riesgo de corte.
- El gancho en forma de X proporciona una fijación excelente y está destinado a limitar la migración de células.

## **REFERENCIAS y UNIDADES** de **VENTA** para **PEDIDOS**:

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVNA2007	20 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVNA2010	20 Ga x 10 cm	Caja 10 unid

- Disponible en con doble arpón (VVNAX)
- Preguntar por la disponibilidad de otros diametros y longitudes.



Pág 1 Edición sept/2019