



## SURGIMARC ARPÓN para la LOCALIZACIÓN de LESIONES MAMARIAS



- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Cánula de punción con punta ultrasónica con arpon quía.
- Disponible arpón de localización con refuerzo.
- Conector de cánula transparente
- El gancho en forma de X permite una excelente fijación y limita la migración.
- La parte rígida de 3 cm del ejer se puede palpar con facilidad durante la cirugía.
- Las marcas colocadas a intervalos de 1 cm crean una rapidad referencia visual de la lesión.

## **REFERENCIAS y UNIDADES de VENTA para PEDIDOS:**

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVN1807	18 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVN1810	18 Ga x 10 cm	Caja 10 unid
VVN2007	20 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVN2010	20 Ga x 10 cm	Caja 10 unid
VVN2107	21 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVN2110	21 Ga x 10 cm	Caja 10 unid

- Añadir T para arpón rígido. (VVNT)
- Añadir M para marcaje distal de profundidad con arpon (VVNM).
- Añadir X para gancho de anclaje doble (VVNX)



Pág 1 Edición mayo/2022