




APLICACIÓN

Este producto se emplea para precintarse los contenedores de instrumental y evitar su utilización si se han abierto accidentalmente o no se ha esterilizado.

DESCRIPCIÓN

El precinto para contenedores de **gke** consta de una etiqueta autoadhesiva de 7x2,9 cm que posee una espiga de 7 cm de longitud.



Hay un área disponible para imprimir los datos logísticos relevantes como las fechas de esterilización y caducidad, contenido, nº de ciclo así como las iniciales del responsable de dar la conformidad al producto.

También posee un indicador de proceso para mostrar si el contenedor ha pasado o no por el proceso de esterilización



VENTAJAS

- Combinación de precinto del contenedor, indicador de proceso y etiqueta de datos en un solo producto.
- Sencillo y ecológicamente beneficioso ya que es un precinto de papel, frente a los de plástico.
- Compatible con el sistema de etiquetado de **gke** con etiquetas sencillas o doblemente adhesivas para poseer toda la documentación relativa a un paciente.
- Excelentes beneficios económicos.

COMO SOLICITARLOS

Descripción	Contenido	Referencia
Precinto Chemo-D-P-3-7 con una espiga de 7 cm de longitud	42 hojas de 24 (1008 precintos)	003211-362
Precinto Chemo-D-P-3-13 con una espiga de 13,5 cm de longitud	82 hojas de 12 (1008 precintos)	003211-363