



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



RELOCK PREMIUN DUO

ARPÓN DOBLE REPOSICIONABLE para la **LOCALIZACIÓN** de **LESIONES MAMARIAS**



- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Diseño con una sola mano para una manipulación conveniente del transductor de ultrasonido
- Gancho retráctil flexibilidad única.
- El indicador en el ala muestra la dirección del gancho
- Punta de aguja ecogénica para uso por ultrasonido
- Liberación del gancho en la punta de la aguja para una orientación precisa
- Marcas de profundidad en centímetros ayudan a posicionar la aguja
- Tope patentado para la liberación parcial del gancho antes de confirmar la posición
- Gancho de doble bucle de 5 mm

REFERENCIAS y UNIDADES de VENTA para PEDIDOS :

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVNSPX1805	18 Ga x 05 cm	Caja 10 unid
VVNSPX1807	18 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVNSPX1810	18 Ga x 10 cm	Caja 10 unid

vigeo