




M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



RELOCK PREMIUN

ARPÓN REPOSICIONABLE para la **LOCALIZACIÓN** de **LESIONES MAMARIAS**



- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Diseño para una sola mano, fácil manipulación del transductor de ultrasonido.
- Mango extraíble para mamografías.
- Gancho retráctil con flexibilidad única.
- El indicador en el ala muestra la dirección del gancho
- Punta de la aguja ecogénica para uso con ultrasonido
- Liberación del gancho en la punta de la aguja para una orientación precisa
- Marcas de profundidad en centímetros para ayudar a posicionar la aguja
- Tope patentado para la liberación parcial del gancho antes de confirmar la posición
- Gancho de bucle de 9 mm

REFERENCIAS y UNIDADES de VENTA para PEDIDOS :

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVRP1905	19 Ga x 05 cm	Caja 10 unid
VVRP1907	19 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVRP1910	19 Ga x 10 cm	Caja 10 unid

vigeo