



## **RELOCK SOFT**

## ARPÓN REPOSICIONABLE para la LOCALIZACIÓN de LESIONES MAMARIAS



- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Diseño con una sola mano, fácil manipulación del transductor de ultrasonido
- Gancho retráctil con flexibilidad única del hilo quía de poliamida
- El indicador en el ala muestra la dirección del gancho
- Punta de la aguja ecogénica para uso por ultrasonido
- Liberación del gancho en la punta de la aguja para una orientación precisa
- Marcas de profundidad en centímetros para ayudar a posicionar la aguja
- Tope patentado para la liberación parcial del gancho antes de confirmar la posición
- Gancho de bucle de 9 mm

## **REFERENCIAS y UNIDADES de VENTA para PEDIDOS:**

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVRPS1905	19 Ga x 05 cm	Caja 10 unid
VVRPS1907	19 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVRPS1910	19 Ga x 10 cm	Caja 10 unid



Pág 1 Edición mayo/2022