



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



SURGIMARC SLIM

ARPÓN REPOSICIONABLE para la **LOCALIZACIÓN** de **LESIONES MAMARIAS**



One-handed design



Detachable Cannula

- Marcaje preoperatorio de lesiones locales.
- Diseño para una sola mano, fácil manipulación del transductor de ultrasonido.
- Cánula de punción con punta ultrasónica con arpón guía.
- Disponible arpón de localización con refuerzo.
- El gancho en forma de X permite una excelente fijación y limita la migración.
- La parte rígida de 3 cm del eje se puede palpar con facilidad durante la cirugía.
- Las marcas colocadas a intervalos de 1 cm crean una rápida referencia visual a la lesión.

REFERENCIAS y UNIDADES de VENTA para PEDIDOS :

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDAD DE VENTA
VVNS1807	18 Ga x 05 cm	Caja 10 unid
VVNS1810	18 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVNS2007	20 Ga x 09 cm	Caja 10 unid
VVNS2010	20 Ga x 10 cm	Caja 10 unid
VVNS2107	21 Ga x 07 cm	Caja 10 unid
VVNS2110	21 Ga x 10 cm	Caja 10 unid

■ Disponible en con doble arpón (**VVNSX**), con doble arpón y alambre rígido (**VVNSXT**), con marcado distal de la profundidad del cable (**VVNSZ**), con cánula desmontable (**VVNST**) Y con doble arpón y cánula desmontable (**VVNSZT**)

vigeo