




M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



PEN-LED-LIGHT Linterna con luz LED, tipo Bolígrafo

válida para los equipos SapiMED Modelo: B.0306



La linterna/bolígrafo con luz LED, tipo bolígrafo de color negro de 10,5 cm de largo, es perfecta para introducirla en todos los mangos de los anoscopios, rectoscopios y retractores disponibles en la cartera de los productos SapiMED. La bombilla LED esta completamente alojada en el bolígrafo y esta configuración específica permite desviar la luz directamente hacia el canal anal evitando cualquier dispersión o deslumbramiento.

En la otra punta del bolígrafo, donde se hace mas grande para facilitar su manejo, se coloca una tira transparente para el encendido de la luz.

La posición correcta de la linterna LED en el mango es con su franja blanca apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda.

Las dos baterías de litio que alimentan la lente LED, garantizan la misma intensidad de luz durante dos horas seguidas.

Una vez finalizado el procedimiento, es posible desechar las pilas y todos los componentes del bolígrafo LED (plástico y metal) por separado según las normas hospitalarias, levantando la pestaña negra situada en el compartimento de las pilas.

CARACTERISTICAS

- Iluminación LED 46100 mCd a una potencia de 20 mA	- Se puede desinfectar.
- Protegido de cualquier contaminación por el mango del dispositivo en el que se coloca (anoscopio, rectoscopio, retractor)	-2 Baterías de litio
- Regleta para encendido/apagado de luz	- Plástico de calidad alimentaria
- Pestaña para una rápida separación de cada componente	- Longitud: 105 mm; Diámetro: 129 mm
	- No recargable

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Recomendable utilizar toallitas húmedas desinfectantes.
- No sumerja el dispositivo en ninguna solución líquida desinfectante.
- No coloque el dispositivo bajo agua corriente.

REFERENCIA para PEDIDOS: 10290

UNIDAD de VENTA: Caja de 10 unidades

Edición Noviem/2023